


# PF Anti<sup>+</sup>Bac

ANTIBACTERIAL HAND CLEANING WIPES



- ✚ Antibacterial waterless hand cleaner
- ✚ Effective against E-Coli, Leptospira (Weil's disease), etc\*
- ✚ Ideal for all Utilities: gas, water, power, telecom, trains, transport, municipal, wastewater, refuse
- ✚ Heavy duty abrasive action removes even tar & bitumen
- ✚ Kind to hands – contains skin rehydrant
- ✚ Quick drying – no sticky residue
- ✚ Health & Safety – peace of mind
- ✚ Available in handy 24 wipe flat pack or 100 wipe bucket

\*Tested organisms: pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus, escherichia coli, aspergillus niger, candida albicans, saccharomyces rouxii.



PT Technologies Europe  
Meenane, Watergrasshill,  
Co. Cork, Ireland.  
Tel. + 353 (0) 214 88 99 22  
Fax. + 353 (0) 214 88 99 23  
Email: [info@pttecheurope.com](mailto:info@pttecheurope.com)  
Web: [www.pttecheurope.com](http://www.pttecheurope.com)

# PF Anti<sup>+</sup>Bac

ANTIBACTERIAL HAND CLEANING WIPES

F

- Nettoyant antibactérien sans eau pour les mains
- Tue germes, bactéries & champignons. Préviens la leptospirose (maladie de Weil), E-coli, etc\*.
- Idéal pour les sociétés de services publics: réseaux d'eau, gaz, électricité, télécoms, transport, collectivités, eaux usées, déchetteries.
- Face abrasive pour une efficacité maximale même sur goudron & bitume.
- Doux pour les mains – additif réhydratant.
- Séchage rapide – sans résidu collant.
- Hygiène garantie en toute simplicité.

D

- Handreinigungstuch mit antibakteriellen Eigenschaften zur Handreinigung ohne Wasser.
- Vernichtet Bazillen, Keime, Bakterien und Pilze. Wirkungsvoll gegen E-Coli, Leptospira (Weil-Krankheit) u.a.
- Schnell trocknend und ohne klebrige Rückstände.
- Hautfreundliche weiche Seite – enthält Mittel zur Hautpflege und ist feuchtigkeitsspendend.
- Strapazierfähige rauhe Seite entfernt sogar schwierigen Schmutz wie Teer, Bitumen oder Harze.
- Ideales Reinigungstuch für alle Versorgungsbetriebe aus den Bereichen Gas, Wasser, Strom, Telekom, Bahn, Transport, Abwasser, Müllabfuhr sowie Kommunen.
- Trägt zu Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit bei – Vorsorge für die Mitarbeiter.

E

- Limpieza antibacteriana sin agua para las manos
- Elimina gérmenes, bacterias y hongos. Previene la leptospira (enfermedad de Weil), E-coli, etc\*.
- Ideal para los contratistas: red de agua, gas, electricidad, telecomunicaciones, transporte, municipios, desagües.
- Acción abrasiva para un resultado máximo incluso en betún & alquitrán.
- Suave con la piel – aditivo hidratante de la piel.
- Secado rápido – sin residuo pegajoso.
- Garantiza la salubridad e higiene.

Distributed by:

## PF Anti Bac Challenge test

CFU per ml/g detected at:

Organism	0 min	30 min	60 min	3 hrs.	6 hrs.	24 hrs.	48 hrs.	7 day	14 day	21 day	28 day
Pseudomonas Aeruginosa NCIMB 8626	8.96 x 10 <sup>6</sup>						<10	<10	<10	<10	<10
Staphylococcus Aureus NCTC 10788	9.12 x 10 <sup>6</sup>						<10	<10	<10	<10	<10
Escherichia Coli NCIMB 8545	9.15 x 10 <sup>6</sup>						<10	<10	<10	<10	<10
In-house contaminants	9.48 x 10 <sup>6</sup>						<10	<10	<10	<10	<10
Aspergillus Niger IMI 149007	0.57 x 10 <sup>6</sup>						<10	<10	<10	<10	<10
Candida Albicans NCPF 3179	8.94 x 10 <sup>6</sup>						<10	<10	<10	<10	<10

PF Anti Bac independently tested for Weil's Disease prevention by Panspermia Microbiology Report CR10/1. *Leptospira interrogans icterohaemorrhagiae* Icter1 all killed within 1 & 5 minutes @20C, in presence of 0.3 g/l Bovine albumin.

PF Anti Bac a été soumis au test de prévention de la maladie de Weil par le laboratoire indépendant Panspermia Microbiology, rapport CR10/1. *Leptospira interrogans icterohaemorrhagiae* Icter1 : toutes les bactéries tuées entre 1 et 5 minutes à 20°C, en présence de 0,3g/L d'albumine bovine.

PF Anti Bac ist getestet für die Verhütung von Leptospirosis (Weil's Krankheit) durch das unabhängige Institut Panspermia Microbiology, Bericht Nr. CR10/1. *Leptospira interrogans icterohaemorrhagiae* Icter1, alle abgetötet innerhalb von 1 & 5 Minuten @ 20°C, in Gegenwart von 0,3 g/l Bovine albumin\*

PF Anti Bac fue sometido a la prueba de prevención de la enfermedad de Weil por el laboratorio independiente Panspermia Microbiology, informe CR10/1. *Leptospira interrogans icterohaemorrhagiae* Icter1 : todas las bacterias matadas entre 1 y 5 minutos a 20°C, en presencia de 0,3g/L de albúmina bovina.

## PF Anti Bac Pack Codes

Product	Barcode	Localisations	Product Code
PF Anti Bac Bucket 100 wipes	 5 391514 940087	English/French/Spanish/German	PFI476B-ENG
PF Anti Bac Box 4 x 100 wipe buckets	 5 391514 940094	English/French/Spanish/German	PFI476BBX-ENG
PF Anti Bac Flat Pack 24 wipes	 5 391514 940100	English/French/Spanish/German	PFI476F-ENG
PF Anti Bac Box 24 x 24 wipe Flat Packs	 5 391514 940117	English/French/Spanish/German	PFI476FBX-ENG